

PALLONE PVC PEDIATRICO - con mascherina



PALLONE PVC - bambini

Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola POP-Off 40 cm H₂O. Volume: 500 ml Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

Il pallone PVC pediatrico con mascherina è un dispositivo per la rianimazione manuale progettato per l'assistenza respiratoria pediatrica in situazioni di emergenza e supporto ventilatorio. Ideale per pronto soccorso, ambulanze, ospedali, studi medici e kit di emergenza, garantisce ventilazione efficace e sicura nei pazienti pediatrici.

Il sistema è composto da pallone autoespandibile in PVC monouso, mascherina pediatrica trasparente e valvola POP-OFF tarata a 40 cm H₂O, progettata per limitare il rischio di sovrappressione durante la ventilazione. La presenza della membrana antiriflusso migliora la sicurezza operativa e contribuisce a prevenire contaminazioni.

La mascherina ergonomica aderisce perfettamente al viso del paziente assicurando una ventilazione efficace e confortevole. Il dispositivo include inoltre adattatore per valvola PEEP, permettendo una maggiore versatilità durante le procedure di supporto respiratorio avanzato.

Realizzato in PVC latex free, il pallone rianimatore pediatrico è indicato per utilizzo professionale sanitario e garantisce praticità, leggerezza e rapidità d'intervento nelle emergenze pediatriche.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il pallone PVC pediatrico?

Serve per la ventilazione manuale e la rianimazione respiratoria nei pazienti pediatrici.

Il dispositivo include la mascherina?

Sì, viene fornito completo di mascherina pediatrica.

È presente la valvola di sicurezza POP-OFF?

Sì, la valvola POP-OFF è tarata a 40 cm H₂O.

Il pallone è monouso?

Sì, il dispositivo è realizzato in PVC monouso.

È latex free?

Sì, il prodotto è privo di lattice.

Pallone PVC pediatrico con mascherina per rianimazione manuale e supporto respiratorio pediatrico.

Dispositivo latex free con valvola POP-OFF.