

## **PALLONE RIANIMATORE IN SILICONE con mascherine N. 5 - adulti**



PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Adulto • Maschera N. 5 • Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O: 60 cm • Volume ml: 1.600 Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.