

## **KIT PALLONE RIANIMATORE IN SILICONE con mascherine N. 5 - adulti**



KIT PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Adulto • Maschera N. 5  
• Valvola limitatrice di pressione H<sub>2</sub>O: 60 cm • Volume ml: 1.600 • Reservoir: 2.500 ml •  
Tubo ossigeno 2 m • Valvola reservoir Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità  
medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo  
completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicone sono  
consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.