

KIT PALLONE RIANIMATORE IN SILICONE con mascherine N. 3 - pediatrico



KIT PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA • Tipo: Bambino • Maschera N. 3 • Valvola limitatrice di pressione H₂O: 40 cm • Volume ml: 550 • Reservoir: 2.500 ml • Tubo ossigeno 2 m • Valvola reservoir Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR.