

PINZA TIRALINGUA IN PLASTICA



Pinza tiralingua in plastica

La Pinza Tiralingua in Plastica è uno strumento utilizzato durante le procedure di emergenza, primo soccorso e assistenza sanitaria per facilitare la presa e il controllo della lingua durante specifiche manovre.

Realizzata in plastica resistente e leggera, offre una presa sicura consentendo agli operatori sanitari di intervenire rapidamente quando è necessario mantenere libere le vie aeree o agevolare determinate procedure cliniche.

Grazie al peso contenuto e alle dimensioni compatte, rappresenta un accessorio ideale da inserire nelle cassette di pronto soccorso, nelle borse di emergenza, nelle ambulanze e nelle dotazioni di studi medici e strutture sanitarie.

La pinza è pensata per un utilizzo pratico e veloce, risultando particolarmente indicata per personale sanitario, soccorritori, volontari e operatori dell'emergenza.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve una pinza tiralingua?

È utilizzata per afferrare e mantenere la lingua durante alcune procedure di emergenza e assistenza sanitaria.

Di quale materiale è realizzata?

È costruita in plastica resistente, leggera e pratica da utilizzare.

Può essere inserita in un kit di primo soccorso?

Sì, grazie alle dimensioni compatte è ideale per cassette e borse di emergenza.

È destinata ad un utilizzo professionale?

Sì, è indicata per personale sanitario, soccorritori, ambulanze e strutture ospedaliere.

È facile da utilizzare?

La forma ergonomica consente una presa semplice e sicura durante le operazioni di soccorso.

Pinza Tiralingua in Plastica per primo soccorso ed emergenza.

Strumento leggero e resistente per facilitare la presa della lingua durante le procedure sanitarie e di assistenza.