

PALLONE PVC ADULTI - con mascherina



PALLONE PVC - adulti

Fornito con mascherina monouso n° 5.

Volume: 1.600 ml

Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.

Il Pallone PVC Adulti con mascherina è un dispositivo per la rianimazione manuale progettato per garantire ventilazione efficace e sicura in situazioni di emergenza sanitaria. Ideale per pronto soccorso, ambulanze, ospedali, studi medici e utilizzo professionale, consente la ventilazione assistita del paziente adulto in caso di insufficienza respiratoria o arresto respiratorio.

Il pallone rianimatore è realizzato in PVC monouso latex free ed è completo di mascherina trasparente anatomica, progettata per aderire correttamente al viso del paziente

migliorando la tenuta durante la ventilazione. Il sistema include valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP, garantendo maggiore sicurezza e praticità d'utilizzo.

Con volume da 1600 ml, il dispositivo offre un'adeguata capacità di ventilazione per pazienti adulti. La struttura ergonomica del pallone facilita la compressione manuale e consente un utilizzo rapido anche in situazioni di emergenza critica.

Grazie alla confezione pronta all'uso e ai materiali di qualità medica, rappresenta una soluzione affidabile per operatori sanitari, personale di emergenza e strutture mediche professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il pallone rianimatore PVC?

Serve per la ventilazione manuale assistita dei pazienti adulti.

La mascherina è inclusa?

Sì, il dispositivo viene fornito completo di mascherina anatomica.

È monouso?

Sì, è realizzato in PVC monouso latex free.

Può essere utilizzato con valvola PEEP?

Sì, include adattatore compatibile per valvola PEEP.

Per quali ambienti è indicato?

È indicato per pronto soccorso, ambulanze, ospedali e assistenza sanitaria.

Pallone PVC adulti con mascherina per rianimazione manuale.

Dispositivo latex free con valvola antiriflusso e adattatore PEEP per emergenze sanitarie.