

CONCENTRATORE DI OSSIGENO 10 L



Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo.

Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT.

Il concentratore di ossigeno 10 litri è un dispositivo medico professionale progettato per fornire ossigenoterapia continua ad alta concentrazione, ideale sia per uso domiciliare che in ambito sanitario. Grazie alla tecnologia avanzata, è in grado di erogare ossigeno con concentrazione fino al 96%, garantendo un supporto efficace per pazienti con insufficienza respiratoria o patologie polmonari.

Dotato di flusso regolabile da 1 a 10 L/min, permette di adattare la terapia alle diverse esigenze cliniche. Il funzionamento è continuo e stabile, con un livello di rumorosità contenuto che assicura comfort durante l'utilizzo prolungato. Il design compatto e le ruote integrate facilitano lo spostamento e l'installazione in qualsiasi ambiente.

Completo di accessori come filtro, bottiglia umidificatore e cannula nasale, rappresenta una soluzione completa e pronta all'uso per la somministrazione di ossigeno in sicurezza.

Caratteristiche principali

Flusso regolabile: 1 - 10 L/min

Concentrazione ossigeno: fino al 96%

Funzionamento continuo

Bassa rumorosità (~49 dBA)

Design compatto e facilmente trasportabile

Dotato di ruote per mobilità

Completo di accessori (umidificatore, cannula, filtri)

Ideale per uso domiciliare e sanitario

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il concentratore di ossigeno?

Serve per fornire ossigeno terapeutico a pazienti con difficoltà respiratorie.

Può funzionare continuamente?

Sì, è progettato per uso continuo.

È adatto per uso domestico?

Sì, è ideale anche per utilizzo a casa.

È rumoroso?

No, ha una rumorosità contenuta per un maggiore comfort.

Serve bombola di ossigeno?

No, produce ossigeno direttamente dall'aria ambiente.

Concentratore di ossigeno 10 L per ossigenoterapia continua, alta concentrazione fino al 96%. Silenzioso, con accessori inclusi, ideale per uso domestico e sanitario.

- Intervallo di flusso: 1 ~ 10 l/min
- Concentrazione di ossigeno: 87 - 96 %
- Pressione di uscita: 150 kPa
- Potenza in ingresso: 700 VA

- Rumorosità (anteriore - unità intera): 49 dBA
- Dimensioni - peso: 41x37.5x66.8 cm - 24 kg
- Dimensioni dell'imballo: 51x44x75 cm
- Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz
- Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 15 min.