

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1I



CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 I Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo. - 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato - setaccio molecolare staccabile - risposta in 0,02 s - generazione di ossigeno mediante impulsi - batteria al litio modulare - sistema di allarme automatico Fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore CA + cavo di alimentazione CC, 1 set di 2 filtri di feltro, cannula nasale, borsa per trasporto con astuccio protettivo e tracolla regolabile, manuale in GB, IT.

Intervallo di flusso: 3,5 l/min Concentrazione di ossigeno: 96~90% Pressione di uscita: 150 kPa Rumorosità di funzionamento: = 55 dBA Potenza in ingresso: 120 W Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Batteria: CC 14,4 V Alimentazione: CC 12V-24 V Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 30 min Dimensioni: 22x8xh 22 cm Dimensioni dell'imballo: 32x32xh 21 cm Peso: 2,2 kg (con batteria) Classificazione: apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20