

CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 3 litri



CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 3 | Concentratori di ossigeno compatti e ultra silenziosi per uso domestico. Forniscono un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Classe II, Tipo BF. Fornito con filtro e bottiglia per umidificatore.

Campo di flusso: 0,5 ~ 3 l/min Concentrazione di ossigeno: 93% \pm 3% Pressione di uscita: 20 ~ 50 kPa Potenza in ingresso: 230 W Rumorosità (anteriore - unità intera): 42 - 46 dBA Dimensioni - peso: 39x24,5xh 50 cm - 11,8 kg Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz su richiesta) Tempo min. funzionamento: 30 min (Tempo necessario per ottenere la concentrazione ottimale di ossigeno)