

## CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 litri



### CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 L

Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT.

Il concentratore di ossigeno Silent 5 litri è un dispositivo medico progettato per fornire ossigenoterapia continua in modo affidabile, silenzioso ed efficiente. Ideale per uso domiciliare e strutture sanitarie, garantisce un'elevata concentrazione di ossigeno attraverso cannula nasale, supportando pazienti con patologie respiratorie croniche o necessità di ossigenoterapia prolungata.

Grazie alla tecnologia avanzata, il dispositivo è in grado di erogare fino a 5 litri al minuto mantenendo una concentrazione stabile di ossigeno. Il design compatto e le ruote integrate facilitano lo spostamento all'interno degli ambienti domestici, mentre il funzionamento silenzioso lo rende adatto anche durante il riposo notturno.

Dotato di sistema di filtraggio e accessori inclusi come umidificatore e cannula nasale, il concentratore offre una soluzione completa e pronta all'uso. L'affidabilità e la semplicità di utilizzo lo rendono una scelta ideale per la gestione quotidiana della terapia respiratoria.

### **Caratteristiche principali**

Flusso regolabile fino a 5 L/min

Elevata concentrazione di ossigeno

Funzionamento continuo e stabile

Design compatto con ruote per facile trasporto

Bassa rumorosità

Sistema di filtrazione integrato

Compatibile con umidificatore e cannula nasale

### **Vantaggi**

Ideale per ossigenoterapia domiciliare

Utilizzo semplice e immediato

Comfort elevato grazie alla silenziosità

Riduce la necessità di bombole di ossigeno

Dispositivo affidabile per uso prolungato

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **A cosa serve un concentratore di ossigeno?**

*Serve a fornire ossigeno concentrato ai pazienti con difficoltà respiratorie.*

#### **È adatto per uso domestico?**

*Sì, è progettato specificamente per utilizzo domiciliare continuo.*

#### **Fa rumore durante il funzionamento?**

*No, è progettato per essere silenzioso, ideale anche di notte.*

#### **Serve manutenzione?**

*Richiede una semplice manutenzione periodica dei filtri.*

#### **Sostituisce le bombole di ossigeno?**

*Sì, elimina la necessità di bombole, fornendo ossigeno in modo continuo.*

Intervallo di flusso: 0,5 ~ 5 l/min

Concentrazione di ossigeno: 95,5 - 87 %

Pressione di uscita: 70 kPa

Potenza in ingresso: 350 VA Rumorosità (anteriore - unità intera): =45 dBA

Dimensioni - peso: 40x30xh 55 cm - 17,5 kg

Dimensioni dell'imballo: 48x40xh 63 cm

Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz

Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 15 min.