

CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 litri



CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 L Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT.

Intervallo di flusso: 0,5 ~ 5 l/min Concentrazione di ossigeno: 95,5 - 87 % Pressione di uscita: 70 kPa Potenza in ingresso: 350 VA Rumorosità (anteriore - unità intera): =45 dBA Dimensioni - peso: 40x30xh 55 cm - 17,5 kg Dimensioni dell'imballo: 48x40xh 63 cm Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 15 min.