

SOLUZIONE LAVAOCCHI 500 ml - sterile - ricambio per STAZIONE LAVAGGIO OCULARE COD. 34889



**Soluzione salina sterile lavaocchi 500 ml,
ricambio per [stazione lavaggio oculare](#) (cod.
34889).**

La Soluzione Lavaocchi 500 ml Sterile – Ricambio è una soluzione salina sterile progettata per il rapido risciacquo degli occhi in caso di contatto con polveri, corpi estranei o sostanze irritanti. È destinata come flacone di ricambio per le stazioni di lavaggio oculare, contribuendo a garantire un intervento tempestivo nelle situazioni di emergenza.

Il flacone da 500 ml è pronto all'uso e consente un lavaggio efficace dell'occhio, aiutando a rimuovere impurità e agenti contaminanti. Grazie alla sterilità della soluzione, è indicato per l'impiego in ambienti di lavoro, laboratori, officine, industrie e in tutti i contesti dove è

richiesta una postazione di primo soccorso oculare.

Questo ricambio è compatibile con la relativa stazione lavaocchi dedicata, consentendo di mantenere sempre efficiente il sistema di emergenza.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve la soluzione lavaocchi?

È indicata per il risciacquo immediato degli occhi in caso di contatto con sostanze irritanti o corpi estranei.

Qual è la capacità del flacone?

Il flacone contiene 500 ml di soluzione salina sterile.

La soluzione è sterile?

Sì, si tratta di una soluzione salina sterile pronta all'uso.

È un prodotto di ricambio?

Sì, è il flacone di ricambio per la [stazione lavaggio oculare cod. 34889](#)

Dove può essere utilizzata?

È adatta per aziende, laboratori, officine, industrie e postazioni di primo soccorso.

Soluzione Lavaocchi 500 ml Sterile Ricambio per [stazione lavaggio oculare \(cod. 34889\)](#) con soluzione salina pronta all'uso per il risciacquo oculare in caso di emergenza.