

**TEGADERM 3M MEDICAZIONE IN PELLICOLA
TRASPARENTE PER FISSAGGIO I.V. con finestra non
adesiva 12x12 cm conf. 25 pz.**



3M™ TEGADERM™ FILM - Codice 3M: 1668 - Tegaderm™ PORTA VENOSA - 12 x12 cm con finestra non adesiva - sterile Medicazione trasparente, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile.