

**TEGADERM 3M CHG MEDICAZIONE PER FISSAGGIO
I.V. CON CLOREXIDINA GLUCONATA 12x12 cm conf.
25 pz.**



3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV Codice 3M: 1665R Tegaderm™ CHG PORTA VENOSA - 12x12 cm Medicazione di fissaggio IV integrata che combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione. Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può essere tenuta fino a 7 giorni. Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).