

**TEGADERM 3M - 6 x 7 cm per cannule IV - sterile  
conf. 100 pz.**



3M TEGADERM™ • Codice 3M: 1623W • TEGADERM™ 6x7 cm per cannule IV - sterile • Conf. da 100 pz. TEGADERM™ Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile.