

TEGADERM+PAD 3M - 5 x 7 cm - sterile conf. 50 pz.



Medicazioni originali 3M - Pellicola trasparente - 3582 TEGADERM™ - PAD 5 x 7 cm - sterile
Minimo di vendita: conf. da 50 pz. Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Con pad assorbente, ideale per ferite chirurgiche.