

## TEGADERM+PAD 3M - 9 x 10 cm - sterile conf. 25 pz.



Medicazioni originali 3M - Pellicola trasparente - 3586 TEGADERM™ - PAD 9 x 10 cm - sterile  
Minimo di vendita: conf. da 25 pz. Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga  
durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice  
per applicazione facilitata. Con pad assorbente, ideale per ferite chirurgiche.