

TEGADERM 3M - 6 x 7 cm - sterile conf. 100 pz.



3M TEGADERM™

- Codice 3M: 1624W
- TEGADERM™ 6x7 cm - sterile
- Conf. da 100 pz.

TEGADERM™ Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile.

3M Tegaderm 6 x 7 cm è una medicazione trasparente sterile ad alta protezione, progettata per garantire una barriera efficace contro acqua, batteri e contaminazioni esterne mantenendo al tempo stesso la traspirazione della pelle. Grazie alla sua struttura sottile, flessibile e impermeabile, rappresenta una soluzione ideale per la protezione di ferite superficiali, siti di inserzione cateteri e medicazioni post-operatorie.

La trasparenza elevata consente il monitoraggio continuo della cute e della ferita senza necessità di rimuovere la medicazione, contribuendo a ridurre il rischio di infezioni e manipolazioni inutili. Il bordo a cornice facilita un'applicazione semplice, rapida e precisa anche in ambito professionale.

Tegaderm 3M aderisce delicatamente alla pelle garantendo comfort prolungato e ottima conformabilità anche nelle zone soggette a movimento. La confezione da 100 pezzi è particolarmente indicata per ospedali, ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

La medicazione è sterile e monouso, progettata per offrire elevati standard qualitativi e sicurezza clinica durante l'utilizzo quotidiano.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tegaderm 3M?

Serve a proteggere ferite, medicazioni e siti di inserzione mantenendo la pelle protetta e monitorabile.

La medicazione è impermeabile?

Sì, è impermeabile ad acqua e contaminazioni esterne.

È possibile vedere la ferita senza rimuovere la medicazione?

Sì, il film trasparente permette il controllo visivo continuo.

La confezione è sterile?

Sì, ogni medicazione è sterile e monouso.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 100 medicazioni Tegaderm 6 x 7 cm.

3M Tegaderm 6x7 cm sterile conf. 100 pz.

Medicazione trasparente impermeabile per protezione ferite e siti catetere.

Alta adesività e comfort professionale.