

TEGADERM 3M - 10 x 12 cm - sterile conf. 50 pz.



3M TEGADERM™

- Codice 3M: 1626W
- TEGADERM™ 10x12 cm - sterile
- Conf. da 50 pz.

TEGADERM™ Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile.

La pellicola trasparente permette il monitoraggio continuo della ferita senza necessità di rimuovere la medicazione, contribuendo a ridurre manipolazioni inutili e migliorando la gestione clinica del paziente. Tegaderm protegge efficacemente da acqua, batteri e contaminazioni esterne mantenendo al tempo stesso un ambiente favorevole alla guarigione.

L'elevata adesività garantisce un fissaggio stabile e confortevole anche durante l'utilizzo prolungato. La medicazione si adatta facilmente ai movimenti del corpo e offre un'ottima tollerabilità cutanea, risultando indicata anche per pelli delicate.

La confezione da 50 pezzi è ideale per utilizzo professionale frequente e consente una gestione pratica delle medicazioni in strutture sanitarie e ambienti clinici.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tegaderm 3M?

Serve per proteggere ferite e fissare dispositivi medici in modo sterile e sicuro.

La medicazione è impermeabile?

Sì, protegge da acqua e contaminazioni esterne.

È trasparente?

Sì, consente il controllo visivo della ferita senza rimozione.

È adatta a pelli delicate?

Sì, è progettata per garantire comfort e buona tollerabilità cutanea.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 50 medicazioni sterili.

Tegaderm 3M 10x12 cm sterile confezione da 50 pezzi.

Medicazione trasparente impermeabile per protezione ferite e fissaggio dispositivi medici.