

STERI-STRIP 3M - 75 x 3 mm 250 pz. (50 buste da 5 pz.)



3M STERI-STRIP™ STRISCE PER SUTURA STERI-STRIP RINFORZATI Con rinforzi longitudinali in poliestere, per maggiore resistenza, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici. • STERI-STRIP™ - 3 x 75 mm • Rinforzati • Sterili • Codice 3M: R1540 • Minimo di vendita: 50 buste da 5 strisce Strisce per sutura adesive costituite da un supporto in non tessuto rivestito da adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione, sterili, traspiranti e confortevoli.