

## **STERI-STRIP 3M - 75 x 6 mm 150 pz. (50 buste da 3 pz.)**



3M STERI-STRIP™ STRISCE PER SUTURA STERI-STRIP RINFORZATI Con rinforzi longitudinali in poliestere, per maggiore resistenza, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici. • STERI-STRIP™ - 6 x 75 mm • Rinforzati • Sterili • Codice 3M: R1541 • Minimo di vendita: 50 buste da 3 strisce Strisce per sutura adesive costituite da un supporto in non tessuto rivestito da adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione, sterili, traspiranti e confortevoli.