

STERI-STRIP 3M - 100 x 6 mm conf. 10 strip



Medicazioni originali 3M - Suture adesive sterili STERI-STRIP™ - 6 x 100 mm

Minimo di vendita: 1 busta da 10 strisce

Nastri per suture cutanee in TNT poroso rivestito con un adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione e rinforzato ulteriormente con filamenti di poliestere.

Le Steri-Strip 3M 100 x 6 mm sono suture cutanee adesive sterili progettate per la chiusura non invasiva di piccole ferite, incisioni chirurgiche e tagli superficiali. Realizzate in TNT poroso rinforzato con filamenti in poliestere, garantiscono elevata resistenza, comfort e adattabilità alla pelle.

Grazie all'adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione, le strip assicurano un fissaggio efficace riducendo il rischio di irritazioni cutanee. La struttura traspirante contribuisce a mantenere il comfort della pelle e favorisce una gestione ottimale della medicazione.

Le Steri-Strip sono ideali per ambulatori, ospedali, studi medici e utilizzo professionale nella gestione post-operatoria e nella chiusura di ferite superficiali. La confezione contiene 10

strip sterili pronte all'uso.

Prodotto affidabile e pratico per medicazioni cutanee rapide senza necessità di punti di sutura tradizionali in casi selezionati.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono le Steri-Strip 3M?

Servono per la chiusura adesiva di ferite superficiali e incisioni cutanee.

Le strip sono sterili?

Sì, le suture adesive sono sterili e pronte all'uso.

Il materiale è ipoallergenico?

Sì, l'adesivo è studiato per ridurre il rischio di irritazioni cutanee.

Le strip sono traspiranti?

Sì, il TNT poroso favorisce comfort e traspirabilità.

La confezione contiene 10 strip?

Sì, include una busta con 10 suture adesive sterili.

Steri-Strip 3M 100 x 6 mm conf. 10 strip per chiusura cutanea sterile.

Suture adesive ipoallergeniche per ferite e incisioni superficiali.