

TEGADERM 3M I.V. STRIPS 7x8,5 cm conf. 100 pz.



3M TEGADERM™ IV - STERILE - 7 x 8,5 cm - per linee periferiche Codice 3M: 1633

TEGADERM™ IV Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali a fissaggio forte e rimozione delicata. Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.