

## TEGADERM 3M I.V. STRIPS 8,5x10,5 cm conf. 50 pz.



3M TEGADERM™ IV - STERILE - 8,5 x 10,5 cm - per linee centrali Codice 3M: 1635

TEGADERM™ IV Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali a fissaggio forte e rimozione delicata. Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.