

**TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 6,5x7 cm per linee
periferiche conf. 100 pz.**



TEGADERM™ IV ADVANCED Una soluzione avanzata, rinforzata e innovativa. Garantisce una tenuta ottimale fino a 7 giorni, completamente impermeabile. - Codice 3M: 1683 - 6,5 x 7 cm per linee periferiche - Sterile Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.