

TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 8,5x11,5 cm per linee centrali conf. 50 pz.



TEGADERM™ IV ADVANCED Una soluzione avanzata, rinforzata e innovativa. Garantisce una tenuta ottimale fino a 7 giorni, completamente impermeabile. - Codice 3M: 1685 - 8,5 x 11,5 cm per linee centrali - Sterile Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.