

## **TRANSPORE 3M BIANCO - h 13 mm x 9,14 m conf. 24 pz.**



3M™ Transpore™ white - cerotto chirurgico • Codice 3M: 1534-0 • Dimensioni: 13 mm x 9,14 m Cerotto delicato con forte adesione e semplice strappo bidirezionale per applicazioni di bendatura. Ipoallergenico, traspirante, semplice strappo bidirezionale. Buona adesione iniziale e a lungo termine (72 ore), facile da usare con i guanti, impermeabile. Applicazioni consigliate: - fissaggio di bendaggi su pelle umida o asciutta - applicazione su pelle fragile a rischio - fissaggio di tubi e dispositivi - applicazione ripetuta di cerotto - necessità di personalizzare la larghezza del cerotto