

**TRANSPORE 3M BIANCO - h 51 mm x 9,14 m conf. 6
pz.**



3M™ Transpore™ white - cerotto chirurgico • Codice 3M: 1534-2 • Dimensioni: 51 mm x 9,14 m - nastro adesivo chirurgico traforato in rayon-poliestere - ipoallergenico, traspirante, resistente all'acqua e facile da strappare - lo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce (senza forbici) nonché la possibilità di ritagliare pezzi di cerotto a seconda delle diverse applicazioni - elevata traspirabilità, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione o di distacco del prodotto - ipoallergenico, garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche - lo srotolamento del nastro è agevolato, in modo da evitare che residui di adesivo rimangano sul dorso - rimozione atraumatica e ridotti residui di adesivo