

TEGADERM 3M FOAM 5x5 cm - non adesivo conf. 10 pz.



3M™ TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM Medicazione non adesiva Codice 3M™ 90600
Tegaderm™ HP Foam - 5x5 cm Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza e ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Si adatta a livelli variabili di essudato per mantenere l'equilibrio idrico, creando un ambiente ottimale per la cicatrizzazione delle ferite. Altamente traspirante e impermeabile, disponibile anche nel formato per tallone/gomito con bordo adesivo e sistema di applicazione semplificata.