

Tegaderm 3M Foam 10 × 10 cm - Medicazione Non Adesiva - Conf. 10 pezzi



TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM

Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza ed ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Indicata per livelli variabili di essudato per mantenere un'umidità appropriata e favorire così la cicatrizzazione ottimale delle ferite. Impermeabile e dotata di sistema di applicazione facilitata, è disponibile anche nel pratico formato per tallone/gomito.

Codice 3M: 90601 - TEGADERM™ FOAM NON ADESIVA - 10 x 10 cm

La medicazione Tegaderm™ 3M Foam 10 × 10 cm non adesiva è una medicazione avanzata progettata per la gestione delle ferite con essudato da moderato ad elevato. Grazie alla tecnologia in schiuma di poliuretano ad alta assorbenza, questa medicazione aiuta a mantenere un ambiente umido controllato, favorendo il naturale processo di cicatrizzazione della ferita.

La struttura della medicazione garantisce ottima traspirabilità e capacità assorbente, contribuendo a ridurre il rischio di macerazione dei tessuti circostanti. Il materiale consente la gestione efficace dei fluidi, trattenendo l'essudato all'interno della medicazione e mantenendo la superficie della ferita protetta.

Il supporto esterno è impermeabile ai liquidi e ai batteri, offrendo al tempo stesso una barriera protettiva che permette la traspirazione della pelle. Questo contribuisce a mantenere un ambiente favorevole alla guarigione, riducendo le contaminazioni esterne.

La versione non adesiva è particolarmente indicata per situazioni in cui si preferisce utilizzare sistemi di fissaggio separati, come bendaggi o cerotti di fissaggio, garantendo una maggiore flessibilità nell'applicazione su diverse aree del corpo.

La medicazione Tegaderm Foam è adatta per il trattamento di ulcere da pressione, ferite chirurgiche, abrasioni, ferite traumatiche e lesioni cutanee con essudato, offrendo protezione e comfort al paziente.

Grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia 3M, Tegaderm Foam rappresenta una soluzione professionale utilizzata in ospedali, ambulatori, strutture sanitarie e assistenza domiciliare.

Caratteristiche principali:

- Dimensioni: 10 × 10 cm
- Medicazione in schiuma di poliuretano
- Elevata capacità assorbente
- Non adesiva
- Supporto impermeabile ai liquidi e ai batteri
- Favorisce un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione
- Confezione da 10 medicazioni

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tegaderm Foam?

È una medicazione avanzata utilizzata per il trattamento di ferite con essudato da moderato a elevato.

La medicazione è adesiva?

No, questa versione è non adesiva e necessita di un sistema di fissaggio esterno.

Qual è la dimensione della medicazione?

Le dimensioni sono 10 × 10 cm.

È adatta per ulcere da pressione?

Sì, è indicata per ulcere da pressione, ferite chirurgiche e lesioni cutanee essudanti.

La medicazione protegge da liquidi e batteri?

Sì, il supporto esterno crea una barriera protettiva mantenendo la traspirabilità della pelle.

Quante medicazioni contiene la confezione?

La confezione contiene 10 medicazioni.

Tegaderm 3M Foam 10x10 cm non adesivo.

Medicazione avanzata in schiuma ad alta assorbenza per ferite essudanti, ulcere da pressione e ferite chirurgiche. Conf. 10 pz.