

TEGADERM 3M FOAM 8.8x8.8 cm - non adesivo conf. 10 pz.



[Scarica la brochure](#) TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza ed ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Indicata per livelli variabili di essudato per mantenere un'umidità appropriata e favorire così la cicatrizzazione ottimale delle ferite. Impermeabile e dotata di sistema di applicazione facilitata, è disponibile anche nel pratico formato per tallone/gomito. - Codice 3M: 90604 - TEGADERM™ FOAM NON ADESIVA - 9 x 9 cm - per tracheotomia