

TEGADERM 3M PICC/CVC + CHG IV ADVANCED **8,5x11,5 cm conf. 20 pz.**



3M™ TEGADERM™ PICC/CVC DISPOSITIVO FISSAGGIO IV AVANZATO • TEGADERM™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm • Codice 3M: 1877R-2100 • Minimo vendita: conf. da 20 Pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago. Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata per essere tenuta fino a 7 giorni. Il dispositivo è utilizzato per fissare cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.