


TAPPINI DISINFETTANTI CUROS - connettori needle-free conf. 270 pz.



TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™ • Tappini Curosin™ • Codice 3M: CFF1-270R • Connettore: needle-free • Formati: singolo • Minimo vendita: conf. da 270 I tappini 3M™ Curosin disinfectano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).