

## TAPPINI DISINFETTANTI CUROS - connettori needle-free conf. 270 pz.



### TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

- Tappini CuroS™
- Codice 3M: CFF1-270R
- Connettore: needle-free
- Formati: singolo
- Minimo vendita: conf. da 270

I tappini 3M™ CuroS disinfettano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), [Luer maschio \(34981\)](#) e [Luer femmina aperti \(34982\)](#).

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa servono i tappini CUROS?**

*Servono a disinfettare e proteggere i connettori needle-free.*

### **Quanto dura l'effetto disinfettante?**

*Fino a 7 giorni se il tappino rimane inserito.*

### **Sono monouso?**

*Sì, ogni tappino è monouso.*

### **Sono compatibili con tutti i connettori?**

*Sono compatibili con connettori needle-free Luer.*

### **Contengono alcool?**

*Sì, alcool isopropilico al 70%.*

Tappini disinfettanti CUROS per connettori needle-free conf. 270 pz.

Con alcool 70%, protezione fino a 7 giorni contro contaminazioni e infezioni.