

TAPPINI DISINFETTANTI CUROS TIPS - connettore Luer maschio - 40 strisce da 5 conf. 200 pz.



TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™

- Tappini CuroS™ Tips™
- Codice 3M: CM5-200R
- Connettore: Luer maschio
- Formati: 40 strisce da 5
- Minimo vendita: conf. da 200 I tappini 3M™

CuroS disinfettano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).

Questi tappini disinfettanti agiscono rapidamente, disinfettando il connettore in circa un minuto e mantenendo la protezione fino a 7 giorni se lasciati in posizione. La soluzione disinfettante contenuta all'interno si diffonde sul connettore, contribuendo alla sicurezza del sistema di infusione e alla prevenzione delle contaminazioni batteriche.

Il prodotto è indicato per ambienti ospedalieri, cliniche, reparti di terapia infusionale e strutture sanitarie professionali. I tappini Curo Tips™ sono facili da applicare e rimuovere, offrendo praticità operativa e maggiore sicurezza nella gestione dei dispositivi medicali.

La confezione include 200 pezzi suddivisi in 40 strisce da 5 tappini ciascuna, soluzione ideale per utilizzo professionale intensivo e gestione efficiente delle forniture sanitarie.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono i tappini Curo Tips™?

Servono a disinfettare e proteggere i connettori Luer maschio.

Quanto dura la protezione del tappino?

Può mantenere la protezione fino a 7 giorni se lasciato in posizione.

Quale disinfettante contengono?

Contengono alcool isopropilico al 70%.

Sono dispositivi monouso?

Sì, sono monouso.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 200 pezzi in 40 strisce da 5.

Tappini disinfettanti Curo Tips™ 3M per connettori Luer maschio con alcool isopropilico 70%.
Protezione fino a 7 giorni. Conf. 200 pezzi.