

## **TAPPINI DISINFETTANTI CUROS TIPS - connettore Luer maschio - 40 strisce da 5 conf. 200 pz.**



TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™ • Tappini Curosa™ Tips™ • Codice 3M: CM5-200R • Connettore: Luer maschio • Formati: 40 strisce da 5 • Minimo vendita: conf. da 200 I tappini 3M™ Curosa disinfectano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).