


**TAPPINI DISINFETTANTI CUROS STOPPER -
connettore Luer femmina aperto - 50 strisce da 5
conf. 250 pz.**



TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™ • Tappini CuroS™ Stopper™ • Codice 3M: CSV5-250R
• Connettore: Luer femmina aperto • Formati: 50 strisce da 5 • Minimo vendita: conf. da 250
I tappini 3M™ CuroS disinfettano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).