

ADAPTIC TOUCH 3M MEDICAZIONE NON ADERENTE IN SILICONE 7,6x5 cm conf. 10 pz.



3M™ ADAPTIC™ Codice 3M™ : TCH501 3M™ ADAPTIC™ TOUCH - SILICONE 7,6x5 cm Minimo vendita: conf. da 10 3M™ Adaptic™ sono medicazioni primarie di contatto con la ferita. La dimensione dei pori minimizza l'accumulo di fluidi sulla ferita e consente il passaggio dei fluidi a una medicazione secondaria, riducendo il rischio di macerazione. Riducono al minimo l'aderenza e il trauma associato al cambio di medicazione, proteggendo il tessuto appena formato e diminuendo il dolore. Ideali per livelli di essudato sia bassi sia alti (ulcere, ustioni di primo e secondo grado, abrasioni, ecc.). 3M™ Adaptic™ Touch Medicazione È realizzata in morbido silicone, adatto anche all'uso, sotto supervisione medica, con la terapia a pressione negativa per le ferite (NPWT) per la protezione delle strutture fragili della ferita.