


**ADAPTIC DIGIT 3M MEDICAZIONE NON ADERENTE -
dita mani - media - sterile conf. 10 pz.**



MEDICAZIONE 3M™ ADAPTIC™ - NON ADERENTE - STERILE • Codice 3M: MAD013 ADAPTIC™ DIGIT - dita mano - media Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente progettata per il trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi. Conformabile e confortevole, consente flessibilità e il massimo movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere lasciata sulla parte per vari giorni.