

## **ADAPTIC DIGIT 3M MEDICAZIONE NON ADERENTE - dita mani - grande - sterile conf. 10 pz.**



### **MEDICAZIONE 3M™ ADAPTIC™ - NON ADERENTE - STERILE**

- Codice 3M: MAD023 ADAPTIC™ DIGIT - dita mano - grande

Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente progettata per il trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi. Conformabile e confortevole, consente flessibilità e il massimo movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere lasciata sulla parte per vari giorni.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve questa medicazione?**

*È indicata per proteggere e medicare ferite alle dita delle mani.*

**La medicazione aderisce alla ferita?**

*No, è progettata per essere non aderente e ridurre il trauma durante la rimozione.*

**È sterile?**

*Sì, ogni medicazione è sterile.*

**Quanti pezzi contiene la confezione?**

*La confezione contiene 10 medicazioni.*

**Può essere usata dopo piccoli interventi chirurgici?**

*Sì, è adatta anche per medicazioni post-operatorie delle dita.*

ADAPTIC DIGIT 3M medicazione non aderente sterile per dita mani.

Confezione da 10 pezzi, confortevole e flessibile per ferite, abrasioni e post-operatorio.