


ADAPTIC DIGIT 3M MEDICAZIONE NON ADERENTE - dita mani - grande - sterile conf. 10 pz.



MEDICAZIONE 3M™ ADAPTIC™ - NON ADERENTE - STERILE • Codice 3M: MAD023 ADAPTIC™
DIGIT - dita mano - grande Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in
silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente progettata per il
trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi. Conformabile e confortevole, consente
flessibilità e il massimo movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al
minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere lasciata sulla parte per vari
giorni.